


Tutorial Gateway BLE-WiFi with MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) to Backend




MQTT adalah protokol komunikasi ringan yang digunakan untuk berbagi pesan antara perangkat dalam jaringan IoT (*Internet of Things*). Broker adalah server yang bertanggung jawab untuk menerima, menyimpan, dan meneruskan pesan antara klien yang terhubung. Salah satu dari Server MQTT Broker adalah Mosquitto

Node-RED adalah platform berbasis *flow-based programming* yang menggunakan antarmuka *drag-and-drop* untuk membuat *flow* serangkaian blok atau node yang saling terhubung guna menjalankan berbagai fungsi secara otomatis.


Docker Dekstop digunakan untuk membuat, mengelola, dan menjalankan *container* dengan lebih mudah tanpa harus mengonfigurasi Docker secara manual di sistem operasi.

Langkah-langkah:

1. Sebelum instal Docker Dekstop, cari **Windows Feature** dengan cara pencet **Win + S**




2. Ceklis **Windows Subsystem for Linux**. Lalu OK



3. Jalankan **CMD** sebagai **Run as Administrator**

4. Ketikkan **command** `wsl --install` tunggu hingga selesai instalasinya

5. Di akhir instalasinya buatlah **Username** dan **Password**



6. Download **Docker Desktop for Windows - AMD64** dengan link [Docker: Accelerated Container Application Development](https://docs.docker.com/docker-for-windows/install/)


7. Instal seperti biasa lalu *restart* laptopnya, lalu buka kembali Docker Desktop-nya.

8. Carilah **Images**

- a. **eclipse-mosquitto** lalu *Pull*
- b. **nodered/node-red** lalu *Pull*


9. Buka menu **Images** untuk membuat **Container** dengan cara *Run eclipse-mosquitto*

10. Pada **Optional Settings** isi **Container Name** dengan **mosquitto** dan kolom **Host Port** dengan **1883** lalu *Run*




11. Selanjutnya membuat *Container nodered/node-red*

12. Pada **Optional Settings** isi **Container Name** dengan **nodered** dan kolom **Host Port** dengan **1880** lalu **Run**




13. Pilih menu *Container*, lalu **Run** kedua *Container*-nya

14. Klik **Ports nodered** untuk melihat apa sudah berjalan. Nanti akan tertampil seperti ini




15. Lalu instal *pallette node-red-dashboard*, dengan cara

a. Klik **garis tiga** di pojok kanan,




- b. Pilih **manage palette**
- c. Pilih tab menu instal, cari dan instal **node-red-dashboard**.



- d. *Lalu close*

16. Membuat *Dashboard Backend* menggunakan *nodered* dengan cara

- a. Cari **mqtt in** lalu drag



b. Double click pada **mqtt in**,

i. Klik ikon + lalu isi parameternya seperti ini. Lalu add

Edit mqtt in node > Add new mqtt-broker config node

Cancel Add

Properties

Name

Connection Security Messages

Server Port

☒ Connect automatically

☐ Use TLS


Protocol

Client ID


Keep Alive

Session ☒ Use clean session

CATATAN: kolom *server (localhost)* isi menggunakan IP Server MQTT dengan cara cek command **ipconfig** pada cmd laptop



ii. isi parameternya seperti gambar di bawah. Lalu **done**




CATATAN: pada kolom **Topic** cocokan dengan penamaan Topic pada kode gateway

```
// --- Konfigurasi MQTT ---
const char* mqtt_server = "192.168.186.112"; // Ganti dengan IP address server MQTT
Anda
const int mqtt_port = 1883; // Port default MQTT
const char* mqtt_topic = "gateway/health_data"; // Topik MQTT
```

c. Cari **debug** lalu drag

d. **Double click** lalu ubah pada kolom *name* menjadi **lihat data**, lalu **done**



e. Cari **gauge** lalu drag

f. **Double click** **gauge**.

- i. Klik +
- ii. Lalu isi kolom *Name* dengan **Kesehatan** dan kolom *Tab* dengan **Dashboard**. Lalu Add

Edit gauge node > Edit dashboard group node

Delete Cancel Update

⚙ Properties

📌 Name Kesehatan

📊 Tab Dashboard

</> Class Optional CSS class name(s) for widget

↔ Width 6

☒ Display group name

☐ Allow group to be collapsed

- iii. isi parameter lainnya seperti ini

Edit gauge node

Delete Cancel Done

⚙ Properties

📊 Group [Dashboard] Kesehatan

📏 Size auto

📋 Type Gauge

🏷 Label Temperature (°C)

📄 Value format {{payload.temperature}}

📏 Units °C

Range min 0 max 100

Colour gradient

Sectors 0 ... optional ... optional ... 100

Fill gauge from centre ☐

</> Class Optional CSS class name(s) for widget

📌 Name Temperature

CATATAN: untuk bagian **value format** cocokan dengan penamaan pada **string data** kode gateway


```


void publishHealthData() {
  if (client.connected() && has_ble_health_data) { // Check for new data
    StaticJsonDocument<200> doc;
    doc["temperature"] = ble_temp;
    doc["bpm"] = ble_bpm;
    doc["spo2"] = ble_spo2;
    String jsonPayload;
    serializeJson(doc, jsonPayload);
    client.publish(mqtt_topic, jsonPayload.c_str());
    Serial.printf("Data Kesehatan dipublikasikan ke MQTT: %s\n",
    jsonPayload.c_str());
    has_ble_health_data = false; // Reset the flag after publishing
  }
}

```

g. Cari **gauge** lagi, lalu drag

h. Double click **gauge**,

i. Klik panah kecil pada Group pilih **Dashboard kesehatan**



ii. isi parameter lainnya seperti gambar di bawah

Edit gauge node

Delete Cancel Done

Properties

Group [Dashboard] Kesehatan

Size auto

Type Gauge

Label Heart Rate (BPM)

Value format {{payload.bpm}}

Units bpm

Range min 30 max 200

Colour gradient

Sectors 30 optional optional 200

Fill gauge from centre. ☐

</> Class Optional CSS class name(s) for widget

Name Heart Rate

CATATAN: untuk bagian **value format** cocokan dengan penamaan pada **string data** kode gateway

```
void publishHealthData() {
    if (client.connected() && has_ble_health_data) { // Check for new data
        StaticJsonDocument<200> doc;
        doc["temperature"] = ble_temp;
        doc["bpm"] = ble_bpm;
        doc["spo2"] = ble_spo2;
        String jsonPayload;
        serializeJson(doc, jsonPayload);
        client.publish(mqtt_topic, jsonPayload.c_str());
        Serial.printf("Data Kesehatan dipublikasikan ke MQTT: %s\n",
            jsonPayload.c_str());
        has_ble_health_data = false; // Reset the flag after publishing
    }
}
```

- i. Cari **gauge** lagi, lalu drag
 - i. Klik panah kecil pada Group pilih **Dashboard kesehatan**
 - ii. isi parameter seperti gambar di bawah

Edit gauge node

Delete Cancel Done

Properties

Group [Dashboard] Kesehatan

Size auto

Type Gauge

Label SpO2 (%)

Value format {{payload.spo2}}

Units %

Range min 0 max 100

Colour gradient

Sectors 0 ... optional ... optional ... 100

Fill gauge from centre. ☐


Class Optional CSS class name(s) for widget

Name SpO2


CATATAN: untuk bagian **value format** cocokan dengan penamaan pada **string data** kode gateway

```
void publishHealthData() {
  if (client.connected() && has_ble_health_data) { // Check for new data
    StaticJsonDocument<200> doc;
    doc["temperature"] = ble_temp;
    doc["bpm"] = ble_bpm;
    doc["spo2"] = ble_spo2;
    String jsonPayload;
    serializeJson(doc, jsonPayload);
    client.publish(mqtt_topic, jsonPayload.c_str());
    Serial.printf("Data Kesehatan dipublikasikan ke MQTT: %s\n",
    jsonPayload.c_str());
    has_ble_health_data = false; // Reset the flag after publishing
  }
}
```


- j. Hubungkan semua bloknnya, lalu klik **Deploy**



Nanti akan tertampil seperti ini, tandanya **Node-Red** berhasil konek ke **Mqtt Server**



k. Buat tab baru lalu ketikkan **<http://localhost:1880/ui>**



CATATAN: selalu pastikan IP pada kode esp32 gateway dan parameter" nodered itu sama dengan IP MQTT Server / berada di jaringan yg sama